



COGNI 注意力训练评估系统

ATS V5.4



简介

该系统包含评估和训练两方面，专业评估量表，更好地对儿童进行测评，不同的训练模式和注意力游戏，更好提高注意力。



特点

✚ 系统收录了 21 套专业量表，考查范围涵盖多方面，包括注意力缺陷多动症测评、注意力水平测试训练、多动症诊断等常用量表。



✚ 通过视觉、听觉和视听三种训练模式，运用不同训练素材，针对儿童注意力的集中性、持久性、广度等多方面进行训练。

✚ 游戏包括接积木、字母海底乐、小老虎找蛋、方格找数字、找不同、数字水果等注意力游戏。游戏内容和定位均不相同，培养和训练儿童注意力。



✚ 独立扩展双屏设计，分屏独立操作，测试者能使用专用显示屏进行答题。

✚ 保存进度和加载进度功能，让用户可以随时保存当前测试进度，以便下次进入系统加载相应进度进行测试。

✚ 开放式平台，用户可以根据需求，自主上传训练和游戏素材，扩充系统训练

内容。



标准配置:

序号	名称	数量
1	COGNI 软件系统安装光盘及硬件加密狗	1 套
2	COGNI 专用电脑主机	1 台
3	22 英寸专用触摸显示屏	1 台
4	22 英寸治疗师专用显示屏	1 台
5	广播级音频回放设备	1 套
6	专用监控摄像头	1 个
7	彩色喷墨打印机	1 台
8	简体中文说明书	1 本



适用病症及单位:

- ✓ 正常儿童潜能素质的提升;
- ✓ 注意分散、不集中、易转移儿童提高注意品质;
- ✓ 学习困难、易遗忘、厌学儿童提高学习能力;
- ✓ 神经平衡、协调功能不足儿童的强化;
- ✓ 轻度智力低下、多动症及自闭症儿童的辅助治疗手段;
- ✓ 各大医院康复科、儿科、各级残疾康复机构、各级特殊教育机构及各类儿童康复训练机构等。

美国 COGNI 中国总代理:

 广州三康医疗设备有限公司

电话: 020-38699030 传真: 020-38699085

网址: www.gz-sk.cn 邮箱: sale@gz-sk.cn